

ELECTRODE PÉDIATRIQUE

Ref. SJACCE03

Saver One®



CE



27/08/2024 09:00:25 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ELECTRODE PÉDIATRIQUE



Ref. SJACCE03

Description

Destinés aux enfants de moins de 8 ans faisant moins de 25 kg.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040055169	Code douanier	90181990
Pays	Italie		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	17	Unité nue / Largeur (cm)	17.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	3	Unité nue / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	23	Unité nue / Longueur (cm)	25.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.12	Unité nue / Poids (kg)	0.12
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 09:00:25 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr