

DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE DAE SAVER ONE PRO - 360 J- ECRAN LCD

Saver One®

Ref. SJSAVE11



CE
0051

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
6
6 YEARS
6 ANS
GUARANTEE



 29/08/2024 11:43:23 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE DAE SAVER ONE PRO - 360 J- ECRAN LCD



Ref. SJSAVE11

Défibrillateur professionnel 360 joules, polyvalent avec 2 modes: manuel ou automatisé

Description

Saver One Pro semi-automatique : PROTOCOLE de 50 à 360 joules - version power-

- Fiable pour tous scénarios, il passe très facilement du mode semi-automatique au mode manuel si nécessaire
 - En mode manuel, il offre aux professionnels la capacité opérationnelle du ACLS (Advanced Cardiac Life Support), leur permettant de sélectionner le niveau d'énergie et choisir le moment pour le choc, de faire la procédure médicale de cardioversion synchronisée, en mode de surveillance d'ECG et de configurer l'accès aux réglages du dispositif.
- D'ailleurs, si nécessaire, il peut agir comme un DAE fournissant la capacité de fonctionnement semi-automatique, avec aide visuelle et sonore, pour des secouristes indépendants formés BLS
- Visualisation des données sur large écran couleur LCD (12 x 8 cm)
 - Robuste, petit et très léger < 2 kg
 - Indice de protection (IP54)
 - Batterie rechargeable et sa station de recharge

- Test automatique quotidien et indicateur d'état (led lumineuse)
- Ecran d'affichage pour un message texte
- Barre graphe précisant la capacité de la batterie
- Bouton information avec mode bilingue
- Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Connexion USB et port IRDA pour impression sur imprimante thermique
- Mémoire interne 1 Gb

Livré avec :


- 1 sacoche de transport étanche et antichoc
- 1 paire d'électrodes adulte (garantie 26 mois)
- 1 kit de 1er secours(*)
- 1 jeu complet de signalétiques murales
- 1 carte mémoire SD

(*) Contenu du Kit : compresses, 1 rasoir, 1 écran facial bouche à bouche, 1 paire de gants stériles, 1 paire de ciseaux

 29/08/2024 11:43:23 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE DAE SAVER ONE PRO - 360 J- ECRAN LCD



Ref. SJSAVE11

Caractéristiques

Marquage CE	CE0051	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3661040128733	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	72	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	4.5
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

 29/08/2024 11:43:23 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr