

PORTE-AIGUILLE MAYO-HÉGAR, 30
CM, TUNGSTÈNE



Ref. IP50330



27/08/2024 05:03:53 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PORTE-AIGUILLE MAYO-HÉGAR, 30
CM, TUNGSTÈNE



Ref. IP50330

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040027685	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.6
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	30.4
Unité emballée / Poids (kg)	0.117	Unité nue / Poids (kg)	0.117
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 05:03:53 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr