


BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N° 13/14



Ref. IS01413



Exemple de bougies Hégar double, inox.
15 tailles disponibles, nous consulter.

27/08/2024 05:50:14 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N° 13/14



Ref. IS01413

Description

Bougié Hégar double, inox

15 Tailles disponibles, nous consulter

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040029603	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	20.3
Unité emballée / Poids (kg)	0.063	Unité nue / Poids (kg)	0.063
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 05:50:14 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr