

## BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°11



Ref. IS01611



Exemple de bougies Hégar simple, inox.  
30 tailles disponibles, nous consulter



27/08/2024 06:03:12 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°11



Ref. IS01611

## Description

Bougié Hégar simple, inox

30 Tailles disponibles, nous consulter

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040029818	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	19.1
Unité emballée / Poids (kg)	0.05	Unité nue / Poids (kg)	0.1
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 06:03:12 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)