

## SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 38 MM, LONG 110 MM



Ref. IS04638



27/08/2024 06:25:07 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 38 MM, LONG 110 MM



Ref. IS04638

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040030241	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	3.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	6
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	11
Unité emballée / Poids (kg)	0.274	Unité nue / Poids (kg)	0.274
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 06:25:07 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)