

## STYLET AIGUILLÉ, 20 CM

Ref. IS08820



27/08/2024 06:38:28 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## STYLET AIGUILLÉ, 20 CM



Ref. IS08820

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040030661	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	20.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.008	Unité nue / Poids (kg)	0.008
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 06:38:28 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)