

SPÉCULUM KILLIAN, AVEC VIS DE BLOCAGE NASAL, 50 MM



Ref. IS23050



27/08/2024 06:55:36 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

SPÉCULUM KILLIAN, AVEC VIS DE BLOCAGE NASAL, 50 MM



Ref. IS23050

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040031156	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	5.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	5.2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	15
Unité emballée / Poids (kg)	0.099	Unité nue / Poids (kg)	0.099
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 06:55:36 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr