

## KIT FLOVAC 1 LITRE POUR ASKIR 118 ET 36BR




Ref. BCASPI501



29/08/2024 20:56:14 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# KIT FLOVAC 1 LITRE POUR ASKIR 118 ET 36BR



Ref. BCASPI501

## Description

Kit Flovac 1L, composé de :

1x BCASPI102: Bocal Flovac 1L réutilisable pour Aspiret, Askir 20 et 30 - 31843  
1x BCASPI99: Poche UU stérile 1L Flovac Aspiret, Askir 20 30 230 12V, 36BR 31848  
1x BCASPI135: Set tubes Ø8x14mm+connecteurs Flovac ASKIR 36BR/C30/118/NEW HOSPIVAC  
1x BCASPI105: Ecarteur Rond pour Système Flovac New Askir 20,30,230/12VBR  
1x BCASPI164: Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac  
Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040191683	Code douanier	4202121900
Pays	Italie		
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.638
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 20:56:14 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)