

## KIT FLOVAC 2 LITRES POUR ASKIR 118 ET 36BR



Ref. BCASPI503



29/08/2024 20:58:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# KIT FLOVAC 2 LITRES POUR ASKIR 118 ET 36BR



Ref. BCASPI503

## Description

Kit Flovac 2L, composé de:

- 1x BCASPI103 : Bocal Flovac 2L réutilisable pour Aspiret Askir 20, 30 et C30BR 31841
- 1x BCASPI100: Poche UU stérile 2L Flovac Aspiret, Askir 20,30, 23012V, C36BR 31846
- 1x BCASPI135: Set tubes Ø8x14mm+connecteurs Flovac ASKIR 36BR/C30/118/NEW HOSPIVAC
- 1x BCASPI105: Ecarteur Rond pour Système Flovac New Askir 20,30,230/12VBR
- 1x Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac
- 1x Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040191706	Code douanier	4202121900
Pays	Italie		
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.844
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 20:58:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)