

INTERRUPTEUR AU PIED POUR ASKIR C30/BR-HOSPIVAC 350/400




Ref. BCASPI90



 29/08/2024 17:29:45 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

INTERRUPTEUR AU PIED POUR ASKIR C30/BR-HOSPIVAC 350/400



Ref. BCASPI90

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040169392	Code douanier	4202121900
Pays	Italie		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.2
Unité nue / Poids (kg)	0.2		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 17:29:45 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr