

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MINEW ASKIR 20 FLACON/SACHET UU FLOVAC 1L



Ref. BCFLOV10



CE
0123



29/08/2024 21:03:21 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MINEW ASKIR 20 FLACON/SACHET UU FLOVAC 1L



Ref. BCFLOV10

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Description

Aspirateur à mucosités Ca-mi New Askir 20 - Flacon/Sachet usage unique FLOVAC®, 1 L

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Principales applications: ORL, Soins à domicile, Chambre, Trachéotomie.

- Composé de : Aspirateur New Askir 20 + Kit Flovac 1L (1x Bocal Flovac 1L réutilisable / 1x Poche UU stérile 1L Flovac/ 1x Set tubes Ø6X10mm+connecteurs / 1x Ecarteur Rond pour Système Flovac / 1x Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs)/ 1x Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités)
- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Pied à roulettes en option
- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg
- Débit libre d'air max : 16 l/min
- Niveau Sonore : 60, 5 dBA
- Cycle de fonctionnement : Ininterrompu
- Poids : 2,5 kg / Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

 29/08/2024 21:03:21 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MINEW ASKIR 20 FLACON/SACHET UU FLOVAC 1L



Ref. BCFLOV10

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040200019	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	2.5
Unité nue / Poids (kg)	2.5		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	1	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			

29/08/2024 21:03:21 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MINEW ASKIR 20 FLACON/SACHET UU FLOVAC 1L



Ref. BCFLOV10


Composition

Ref	Désignation	Quantité
BCASPI99	Poche FLOVAC UU 1L Aspiret, Askir 20 30 230 12V, 36BR 31848	1
BCASPI164	Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac	1
BCASPI102	Bocal Flovac 1L réutilisable pour Aspiret, Askir 20 et 30 - 31843	1
BCASPI504	Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités	1
BCASPI06	Aspirateur Mucosité CAMI-NewAskir 20- Bocal 1 L Autoclavable/Polycarb	1
BCASPI111	Set tubes Ø6X10mm+connecteurs Flovac ASKIR 20/30/230/ASPIRET	1

29/08/2024 21:03:21 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr