

## ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 30 FLACON/SACHET UU FLOVAC 1L



Ref. BCFLOV16



29/08/2024 21:03:51 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 30 FLACON/SACHET UU FLOVAC 1L



Ref. BCFLOV16

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

## Description

Aspirateur à mucosités Ca-mi New Askir 30 - Flacon/Sachet usage unique FLOVAC® , 1000 ml

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Principales applications: Endoscopie, Gastroenterologie, Chirurgie générale, Soins à domicile, Obstétrique, Chambre, Med. vétérinaire.

- Composé de : Aspirateur New Askir 30 + Kit Flovac 1L (1x Bocal Flovac 1L réutilisable / 1x Poche UU stérile 1L Flovac/ 1x Set tubes Ø6X10mm+connecteurs / 1x Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs)/ 1x Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités )

- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide

- Pied à roulettes en option

- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Moteur: Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg

- Débit libre d'air max : 40 l/min

- Niveau Sonore : 60,5 dBA

- Cycle de fonctionnement ininterrompu

- Poids : 3,6 kg / Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

 29/08/2024 21:03:51 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 30 FLACON/SACHET UU FLOVAC 1L



Ref. BCFLOV16

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040196633	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	3.6
Unité nue / Poids (kg)	3.6		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			

📅 29/08/2024 21:03:51 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)