

## ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 20 BOCAL POLYCARBONATE 2L



Ref. BCPOLY07



 29/08/2024 21:01:51 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 20 BOCAL POLYCARBONATE 2L

CA-MI

Ref. BCPOLY07

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

## Description

Aspirateur à mucosités Ca-mi New Askir 20, bocal polycarbonate autoclavable 2000 ml, 16 l/min

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Principales applications: ORL, Soins à domicile, Chambre, Trachéotomie.

- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Pied sur roulettes en option
- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques  $\varnothing$  8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg
- Débit libre d'air max : 16 l/min
- Niveau Sonore : 60, 5 dBA
- Cycle de fonctionnement : Ininterrompu
- Poids : 2,5 kg / Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

 29/08/2024 21:01:51 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 20 BOCAL POLYCARBONATE 2L



Ref. BCPOLY07

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040200095	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	2.5
Unité nue / Poids (kg)	2.5		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	1	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			

📅 29/08/2024 21:01:51 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)