

BROSSE NYLON AUTOCLAVABLE (LOT DE 12)



Ref. DB01201_CCC



 29/08/2024 21:42:48 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BROSSE NYLON AUTOCLAVABLE (LOT DE 12)



Ref. DB01201_CCC

Description

- Brosse chirurgicale
- Nettoyage doux mais efficace des instruments de chirurgie et ongles
- Poils de brosse nylon, très résistants permettant d'éliminer les souillures visibles (traces de sang séché, tissus, film de rouille...).
- Stérilisation à l'autoclave à 100°C.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8023279257151	Code douanier	96032980
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.55
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 21:42:48 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr