

CHARIOT À ROULETTES ELITE BAGS CARRY



Ref. MECHAR02



29/08/2024 17:31:39 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CHARIOT À ROULETTES ELITE BAGS CARRY



Ref. MECHAR02

Chariot externe, pliable, robuste et léger.

Description

Il se plie rapidement grâce à un bouton situé sur le manche. Il dispose d'une corde élastique qui permet de fixer complètement la charge.

- Matériaux : tubes-acier, anse ABS, base PP et roues PVC
- Dimensions des roues : Ø 77 x 22 mm
- Coloris : noir
- Poids : 1,35 kg
- Mesures extérieures : 23 x 96,5 x 32 cm (plié : 23 x 44 cm)
- Capacité max. recommandée : 30 kg
- S'utilise avec les modèles : Call, Podia, Doctor, Sport, Médic, Cool, Practi, Vet, Urban et Médecin

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564540621	Code douanier	732690
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	25	Unité nue / Largeur (cm)	23
Unité emballée / Hauteur (cm)	11	Unité nue / Hauteur (cm)	32
Unité emballée / Longueur (cm)	48	Unité nue / Longueur (cm)	96.5
Unité emballée / Poids (kg)	1.8	Unité nue / Poids (kg)	1.35
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 17:31:39 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr