

GUÉRIDON PLASTIQUE 80 X 48 X 95 CM, 2 PLATEAUX, AVEC POIGNÉES

Ref. OM614501



 29/08/2024 21:14:18 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

GUÉRIDON PLASTIQUE 80 X 48 X 95 CM, 2 PLATEAUX, AVEC POIGNÉES

Ref. OM614501

Guéridon léger, maniable et très robuste

Description

La qualité des roulettes et les poignées ergonomiques assurent un confort maximal lors des déplacements.

- Dimensions extérieures : 80 x 48 x H 95 cm, poignées comprises
- Dimensions des plateaux : 61,5 x 45 cm
- Charge maximale : 180 kg par chariot et 60 kg par niveau
- Coloris : Gris clair
- Matériaux : Montant aluminium, plateau en PP
- 4 roulettes pivotantes PVC, Ø 100 mm dont 2 à frein
- Poids : 8.5 kg

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3760206421227	Code douanier	8716800000
Garantie (mois)	12		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	71	Unité nue / Largeur (cm)	48
Unité emballée / Hauteur (cm)	19	Unité nue / Hauteur (cm)	95
Unité emballée / Longueur (cm)	52	Unité nue / Longueur (cm)	80
Unité emballée / Poids (kg)	9.806	Unité nue / Poids (kg)	8.5
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	5	Température maxi	35
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 21:14:18 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr