

## SET TUBES SILICONES Ø8X14 BOCAL + CONNECTEUR POUR ASPIRATEUR ASKIR C30BR



Ref. BCASPI115




CE  
0123



29/08/2024 15:52:43 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# SET TUBES SILICONES Ø8X14 BOCAL + CONNECTEUR POUR ASPIRATEUR ASKIR C30BR



Ref. BCASPI115

## Description

Jeu de tuyaux contenant:

- 1 tuyau x diam 8 / ext 14mm x longueur 150 cm
- 1 tuyau x diam 8 / ext 14mm x longueur 34 cm
- Connecteurs conique 10-11-12 mm

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040151069	Code douanier	90330090
Garantie (mois)	12	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.256
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 15:52:43 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)