

COUVERCLE POUR BOCAL MAKROLON 5000 ML NEW HOSPIVAC



Ref. BCASPI120



 29/08/2024 17:34:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**COUVERCLE POUR BOCAL
MAKROLON 5000 ML NEW HOSPIVAC**

Ref. BCASPI120

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	0000000000710	Code douanier	4202121900
Garantie (mois)	12	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	18	Unité emballée / Hauteur (cm)	12
Unité emballée / Longueur (cm)	18	Unité emballée / Poids (kg)	0.272
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 17:34:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr