

## JOINT ADAPTATEUR POUR BOCAL 2000ML NEW HOSPIVAC



Ref. BCASPI133



 29/08/2024 17:39:27 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# JOINT ADAPTATEUR POUR BOCAL 2000ML NEW HOSPIVAC



Ref. BCASPI133

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	0000000000819	Code douanier	4202121900
Garantie (mois)	12	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	14	Unité emballée / Poids (kg)	0.05
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 17:39:27 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)