

## ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI ASKIR 36 BR BOCAL POLYCARBONATE 1L



Ref. BCASPI24



CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**3**  
3 ANS  
GUARANTEE

 29/08/2024 14:47:08 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI ASKIR 36 BR BOCAL POLYCARBONATE 1L



Ref. **BCASPI24**

Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 36 l/min max, Askir 36BR est léger et facile à transporter.

## Description

Aspirateur à mucosités Ca-mi Askir 36 BR, bocal polycarbonate 1000 ml, 36 l / mn

Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 36 l/min max, Askir 36BR est léger et facile à transporter.

Principales applications: Voiture-ambulance, Département Urgences, Soins domicile, transfert du patient, Chambre, Trachéotomie, Med. vétérinaire.

- Trois options différentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC, la batterie rechargeable et l'unité 12V font de cet aspirateur chirurgical une unité polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe.
  - Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.
  - Pied à roulettes et housse de transport en option
  - Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides en polycarbonate Makrolon 2858 autoclave, muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm / Filtre antibactérien & Hydrophobe (patient unique) / Canule CH20
  - Cordon d'alimentation avec prise Schuko, Adaptateur Automobile 12V, adaptateur universel AC/DC
  - Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
  - Alimentation : 14V 4A avec adaptateur Universel AC/DC / batterie Interne rechargeable (12V 4A) Autonomie 60min – Temps de charge 240min / Adaptateur Automobile (12V 4A)
  - Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
  - Débit libre d'air max : 36 l/min (sans bocal)
  - Niveau Sonore : 63 dBA
  - Poids : 4,39 kg
  - Dimensions : 35 x 21 x 18 cm
- Pack batterie: BCASPI167

29/08/2024 14:47:08 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI ASKIR 36 BR BOCAL POLYCARBONATE 1L



Ref. BCASPI24

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	8054619100424	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	36	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	5.5
Unité nue / Poids (kg)	4.39		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			

29/08/2024 14:47:08 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)