

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI ASKIR C30 BR BOCAUX POLYCARBONATE 2X2L



Ref. BCASPI30



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 YEARS
3 ANS
GUARANTEE



 29/08/2024 14:49:04 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI ASKIR C30 BR BOCAUX POLYCARBONATE 2X2L



Ref. BCASPI30

Destiné à une utilisation professionnelle.

Description

Aspirateur à mucosités Ca-mi Askir C30 BR, bouchons polycarbonate autoclavables, 2 x 2000 ml

Destiné à une utilisation professionnelle

Aspirateur chirurgical mobile destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 36 l/min max., de deux bouchons de recueil et d'un système sur cinq roulettes, le rendant facile à transporter.

Principales applications: Département urgences, Endoscopie, Gastroenterologie, Chirurgie générale, Obstétrique, Médecine dentaire.

- Deux options différentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC et les batteries rechargeables font de cet aspirateur chirurgical une unité polyvalente approuvée, garantissant des interventions continues sans risque de surchauffe.

- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.

- Accessoires fournis : 2 bouchons de recueil des fluides munis d'une valve anti-reflux avec différentes options / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm / Filtres antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Adaptateur universel AC/DC (100-240V 50/60Hz)

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

- Alimentation : 14V 4A avec adaptateur Universel AC/DC, Batterie Interne Rechargeable (12V 4A) / Autonomie 60min – Temps de charge 240min

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg

- Débit libre d'air max : 36 l/min

- Niveau Sonore : 65 dBA

- Cycle de fonctionnement: ininterrompu (connecté au secteur)

- Poids : 7,89 kg

- Dimensions : 32 x 30 x 99 cm

 29/08/2024 14:49:04 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI ASKIR C30 BR BOCAUX POLYCARBONATE 2X2L



Ref. BCASPI30

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040139166	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	36	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	11.6
Unité nue / Poids (kg)	7.89		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			

📅 29/08/2024 14:49:04 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr