

ASPIRATEUR CA-MI ASKIR C30 FS FLACON/ SACHET UU FLOVAC 2X2L CDE/PIED



Ref. BCASPI38



29/08/2024 14:52:17 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR CA-MI ASKIR C30 FS FLACON/ SACHET UU FLOVAC 2X2L CDE/PIED



Ref. **BCASPI38**

Destiné à l'usage des professionnels.

Description

Aspirateur à mucosités Ca-mi Askir C30, sachets usage unique Flovac®, 2 x 2000 ml, Commande au pied

-Commande au pied

Aspirateur chirurgical sur roulettes et mobile, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 40 l/min max, Askir C30 est muni de deux bocal de recueil et d'un système sur cinq roulettes le rendant facile à transporter.

- Système principal équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Disponible en deux versions : Basic ou FS
- Accessoires pour la version Basic :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques \varnothing 10-11-12 mm
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Accessoires pour la version FS :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques \varnothing 10-11-12 mm
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Pédale

- Caractéristiques techniques :

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

 2016/02/14 14:52:17 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**ASPIRATEUR CA-MI ASKIR C30 FS
FLACON/ SACHET UU FLOVAC 2X2L
CDE/PIED**Ref. **BCASPI38****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040139241	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	36	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	9.15
Unité nue / Poids (kg)	6.5		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			

📅 29/08/2024 14:52:17 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr