

## ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 350, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC, 2 X 3000ML-



Ref. BCASPI51

CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**3**  
3 ANS  
GUARANTEE



📅 29/08/2024 14:58:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 350, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC, 2 X 3000ML-



Ref. BCASPI51

### Description

-version Basic 3

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

• Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

• Disponible en 3 versions: Basic, FS ou full

• Accessoires pour la version Basic :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques  $\varnothing$  10-11-12 mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

• Accessoires pour la version FS :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques  $\varnothing$  10-11-12 mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Pédale

• Accessoires pour la version Full :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques  $\varnothing$  10-11-12 mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Pédale

- Système Électronique de Transfert entre les bocal de recueil

• Caractéristiques techniques :

• Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

29/08/2024 14:58:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 350, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC, 2 X 3000ML-



Ref. BCASPI51

### Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040139371	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	36	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	13
Unité nue / Poids (kg)	13		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 14:58:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)