

## ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML- VERSION FULL 2



Ref. BCASPI56

CE  
0123



 29/08/2024 15:01:37 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML- VERSION FULL 2



Ref. BCASPI56

Pour l'hôpital : 2 x2 Litres à 90L./min.

## Description

avec commande au pied et bouches communicants

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

- Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.
- Disponible en 3 versions: Basic, FS ou full
- Accessoires pour la version Basic :
  - Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
  - 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm
  - Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
  - Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Accessoires pour la version FS :
  - Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
  - 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm
  - Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
  - Cordon d'alimentation avec prise Schuko
  - Pédale
- Accessoires pour la version Full :
  - Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
  - 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm
  - Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
  - Cordon d'alimentation avec prise Schuko,

 29/08/2024 15:01:37 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg

- Dimensions : 46 x 85 x 42 cm

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML- VERSION FULL 2



Ref. **BCASPI56**

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040139425	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	36	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	50	Unité emballée / Hauteur (cm)	92
Unité emballée / Longueur (cm)	50	Unité emballée / Poids (kg)	21
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 15:01:37 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)