

## ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 2000 ML- VERSION FS 2



Ref. BCASPI64

CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**3**  
3 ANS  
GUARANTEE



 29/08/2024 15:04:48 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 2000 ML- VERSION FS 2



Ref. BCASPI64

### Description

-avec commande au pied

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

• Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

• Disponible en 3 versions: Basic, FS ou full

• Accessoires pour la version Basic :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

• Accessoires pour la version FS :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Pédale

• Accessoires pour la version Full :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko,

- Pédale

- Système Électronique de Transfert entre les bocaux de recueil

Caractéristiques techniques :

29/08/2024 15:04:48 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

Motors Pump à piston sans huile pour efficacité maximale

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France


[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

- Poids : 20 kg

- Dimensions : 400 x 85 x 400 cm



3/3

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 2000 ML- VERSION FS 2



Ref. **BCASPI64**

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040139500	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	36	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	3
Unité emballée / Poids (kg)	20	Unité nue / Poids (kg)	20
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 15:04:48 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)