

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 3000 ML-



Ref. BCASPI68

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 ANS
GUARANTEE



📅 29/08/2024 15:07:57 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 3000 ML-



Ref. BCASPI68

Description

version Full 3 avec commande au pied et bouches communicants

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

• Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

• Disponible en 3 versions: Basic, FS ou full

• Accessoires pour la version Basic :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

• Accessoires pour la version FS :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Pédale

• Accessoires pour la version Full :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko,

- Pédale

- Système Électronique de Transfert entre les bouches de recueil

• Caractéristiques techniques :

• Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

29/08/2024 15:07:57 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 3000 ML-



Ref. BCASPI68

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040139548	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	36	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	20
Unité nue / Poids (kg)	20		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 15:07:57 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr