

BOCAL POLYCARBONATE 4 L POUR HOSPIVAC 350-400




Ref. BCASPI83

 29/08/2024 17:27:12 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**BOCAL POLYCARBONATE 4 L POUR
HOSPIVAC 350-400****CA-MI**

Ref. BCASPI83

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040169330	Code douanier	4202121900
Pays	Italie		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.2
Unité nue / Poids (kg)	0.2		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 17:27:12 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr