

ELECTRODES POUR DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION SAVER ONE (5 PAIRES)

Saver One®


Ref. SJACCE69



 29/08/2024 14:30:21 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ELECTRODES POUR DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION SAVER ONE (5 PAIRES)



Ref. SJACCE69

Description

Conçues uniquement pour une formation à l'usage d'un défibrillateur dans le cadre d'une réanimation cardiaque. Ne pas utiliser sur un humain.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040137285	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	16
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	22
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	23
Unité emballée / Poids (kg)	0.1	Unité nue / Poids (kg)	0.1
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 14:30:21 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr