

BOCAL FLOVAC 3L RÉUTILISABLE POUR HOSPIVAC 350/400



Ref. BCASPI104



 29/08/2024 16:09:09 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**BOCAL FLOVAC 3L RÉUTILISABLE
POUR HOSPIVAC 350/400**

Ref. BCASPI104

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	0000000000611	Code douanier	4202121900
Pays	Italie		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	14
Unité emballée / Longueur (cm)	34	Unité emballée / Poids (kg)	0.366
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 16:09:09 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr