

SET TUBES SILICONES Ø8X14 BOCAL + FILTRE POUR ASKIR 36BR/118/C30BR



Ref. BCASPI116



 29/08/2024 16:04:22 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SET TUBES SILICONES Ø8X14 BOCAL + FILTRE POUR ASKIR 36BR/118/C30BR



Ref. BCASPI116

Description

Jeu de tuyaux contenant:

- 1 tuyau x diam 8 / ext 14mm x longueur 150 cm
- 1 tuyau x diam 8 / ext 14mm x longueur 17 cm
- Connecteurs conique 10-11-12 mm

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040166346	Code douanier	90330090
Garantie (mois)	12	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.242
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 16:04:22 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr