

**BOCAL POLYCARBONATE 400 ML
AVEC COUVERCLE POUR
ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI
EMIVAC**




Ref. BCASPI77

 29/08/2024 15:43:50 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BOCAL POLYCARBONATE 400 ML AVEC COUVERCLE POUR ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI EMIVAC



Ref. BCASPI77

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040151076	Code douanier	4202121900
Pays	Italie		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	18.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	9.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	27
Unité emballée / Poids (kg)	0.15	Unité nue / Poids (kg)	0.1
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 15:43:50 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr