

BOCAL POLYCARBONATE 1 L AVEC COUVERCLE POUR ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASPIRET ET ASKIR 20, 30



Ref. BCASPI78

CE
0124



29/08/2024 15:34:44 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BOCAL POLYCARBONATE 1 L AVEC COUVERCLE POUR ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASPIRET ET ASKIR 20, 30



Ref. BCASPI78

Description

Bocal 1L en Makrolon 2858 autoclavable à maximum 121°C

+ couvercle muni d'une valve anti-reflux

Caractéristiques

Marquage CE	CE0124	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040151083	Code douanier	90330090
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	12
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	12
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	21
Unité emballée / Poids (kg)	0.2	Unité nue / Poids (kg)	0.2
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 15:34:44 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr