

## SCIE OSCILLANTE À PLÂTRE ÉLECTRIQUE GOLD +

Ref. ZSE405602



 27/08/2024 07:28:44 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# SCIE OSCILLANTE À PLÂTRE ÉLECTRIQUE GOLD +



Ref. ZSE405602

## Description

Livrée avec:

- 1 lame de scie 50 mm résine
- 1 lame de scie 65 mm résine
- 2 clés

- Refroidissement de moteur par système de circulation d'air
- Contrôle de vitesse de rotation pour un niveau optimal d'oscillation des lames de scies
- Interrupteur ergonomique
- Remplacement facile de la lame
- Raccordement électrique 220-240 Volt, 50/60 Hz.
- Puissance nominale 250 Watt
- Oscillations ca. 12000 - 21000 min
- Poids 1,2 kg
- Catégorie de protection II
- Protection (IP) IP2X
- Niveau sonore 75 dB. Le niveau sonore en travaillant peut dépasser 85 dB. À partir de 85 dB, il est conseillé de porter une protection auditive.
- Vibration main-bras inférieure à 2,5 m/s.

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	8600131047344	Code douanier	84672290
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	20	Unité nue / Largeur (cm)	20
Unité emballée / Hauteur (cm)	9	Unité nue / Hauteur (cm)	9
Unité emballée / Longueur (cm)	44	Unité nue / Longueur (cm)	44.5
Unité emballée / Poids (kg)	2.38	Unité nue / Poids (kg)	2.1
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	5	Température maxi	40
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 07:28:44 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)