

PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 20 KG - CLASSE III MÉDICALE

KERN®

Ref. EKMBC02_CIII



CE
0297

DISPOSITIF MÉDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE



📅 27/08/2024 08:54:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 20 KG - CLASSE III MÉDICALE

KERN[®]

Ref. EKMBC02_CIII

Pèse-bébé EKMBC02 homologué en classe III médicale

Description

- Appréciée dans la pédiatrie grâce à sa grande surface de pesée ergonomique et amovible, idéale pour les nourrissons
- Fonction spéciale pour les services de néonatalogie : fonction de différence pour le calcul de la prise de poids avant et après la prise alimentaire
- Plastique ABS résistant. Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Fonction Hold : pour les bébés agités couchés, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Ecran LCD avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,01 kg
- Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 AA non fournies), ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- Homologué en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :

- Dimensions surface de pesée :
L×P×H 600×280×55 mm
- Dimensions totales :
L×P×H 600×400×110 mm

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|-------------------------------|
| Marquage CE | CE0297 | Dispositif Médical | Classe Im (fonction mesurage) |
| Code barre | 3661040055008 | Code douanier | 84231090 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Allemagne |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|-----|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité nue / Longueur (cm) | 60 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 6 | Unité nue / Poids (kg) | 4.5 |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|

📅 27/08/2024 08:54:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr