

TOISE MÉCANIQUE À VISSER SUR PÈSE-BÉBÉ KERN MBC

KERN[®]

Ref. EKMBC03



 27/08/2024 08:53:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

TOISE MÉCANIQUE À VISSER SUR PÈSE-BÉBÉ KERN MBC



Ref. EK MBC03

Description

Dimensions colis toise : 890 x 180 x 140 mm, poids 1.4 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	4045761095861	Code douanier	84231090
Pays	Allemagne		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	18	Unité emballée / Hauteur (cm)	14
Unité emballée / Longueur (cm)	89	Unité emballée / Poids (kg)	1.5
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 08:53:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr