

CÂBLE D'INTERFACE KERN RS 232C POUR RACCORDEMENT À UN APPAREIL EXTERNE

KERN[®]

Ref. EKMP508



 27/08/2024 08:23:53 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CÂBLE D'INTERFACE KERN RS 232C POUR RACCORDEMENT À UN APPAREIL EXTERNE



Ref. EKMP508

Description

Câble d'interface Kern RS 232C pour raccordement à un appareil externe

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	4045761096950	Code douanier	84231090
Pays	Chine		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 08:23:53 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr