

COUSSIN COMPRESSIF BIOSYNEX- 10X10 CM X 80 CM

BIOSYNEX

Ref. SPSECU86



📅 29/08/2024 13:17:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

🌐 www.gsh-med.fr

COUSSIN COMPRESSIF BIOSYNEX- 10X10 CM X 80 CM

BIOSYNEX

Ref. SPSECU86

Coussin conçu pour remplacer la compression manuelle du sauveteur

Description

Permet d'effectuer une compression sur une plaie pour stopper une hémorragie
Il évite plusieurs manipulations et il libère le sauveteur pour d'autres interventions.

La bande élastique est fixée par un système de bandes Velcros.
Et un carré de mousse et un "coussinet compresse" permettent l'absorption du sang.

Est fourni avec une paire de gants à usage unique

Vendu à l'unité.

Caractéristiques

| | | | |
|---|---------------|---------------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 3661040116945 | Code douanier | 30059100 |
| Pays | Chine | | |
| MESURES | | | |
| Unité emballée / Largeur (cm) | 16 | Unité nue / Largeur (cm) | 11.2 |
| Unité emballée / Hauteur (cm) | 4 | Unité nue / Hauteur (cm) | 4.3 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 19 | Unité nue / Longueur (cm) | 17 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 0.1 | Unité nue / Poids (kg) | 0.07 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES | | | |
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | | | |
| Unité emballée / Quantité | 1 | | |

📅 29/08/2024 13:17:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr