

## ECARTEUR ROND POUR SYSTÈME FLOVAC NEW ASKIR 20, 30, 230 / 12VBR



Ref. BCASPI105



29/08/2024 16:59:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# ECARTEUR ROND POUR SYSTÈME FLOVAC NEW ASKIR 20, 30, 230 / 12VBR



Ref. BCASPI105

## Description

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040221175	Code douanier	90330090
Garantie (mois)	12	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.05
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 16:59:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)