

CRYO PROFESSIONAL 170 ML - 30 APPLICATIONS 5 MM & 30 APPLICATIONS DE 2 MM



Ref. DUCRYO03



📅 29/08/2024 19:48:07 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

CRYO PROFESSIONAL 170 ML - 30 APPLICATIONS 5 MM & 30 APPLICATIONS DE 2 MM



Ref. **DUCRYO03**

Permet de traiter efficacement les lésions cutanées bénignes

Description

- Agent cryothérapeutique, permettant de délivrer une température de -55°C en moins de 15 secondes
- Durée d'application entre 15 et 40 secondes
- Set complet comprenant :
 - Une bombe aérosol de 170 ml
 - Des bâtonnets applicateur de 2mm et/ou 5 mm, utilisables en fonction des différentes lésions
 - Un mode d'emploi
- La vente de ce matériel médical est réservée aux établissements de santé, médecins et cabinets médicaux

Caractéristiques

Marquage CE	CE0344	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	8717484005835	Code douanier	90189084
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	7	Unité emballée / Hauteur (cm)	14
Unité emballée / Longueur (cm)	14	Unité emballée / Poids (kg)	0.3
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température maxi	25		

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

29/08/2024 19:48:07 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr