

BOÎTE DE 800 COUVRE-SONDES POUR THERMOMÈTRE TYMPANIQUE THERMOSCAN PRO 6000

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Ref. DWPRO6K02

CE



29/08/2024 17:54:49 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BOÎTE DE 800 COUVRE-SONDES POUR THERMOMÈTRE TYMPANIQUE THERMOSCAN PRO 6000

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Ref. DWPRO6K02

Description

- Protection couvre-sonde pour thermomètre tympanique ThermoScan® PRO 6000 destiné aux professionnels de santé
- Boîte de 800 pièces, sous-conditionnée en 4 boîtes de 200 protections, sous conditionnées en 10 étuis de 20 protections
- Ce couvre-sonde permet de protéger le thermomètre et évite les contaminations croisées
- À usage unique, pour une hygiène irréprochable
- Sa forme est étudiée pour convenir aussi aux enfants et aux bébés
- Coloris : transparent

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	00732094321043	Code douanier	9025900090
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité emballée / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	30	Unité emballée / Poids (kg)	0.5
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 17:54:49 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr