

BOÎTIER DE BATTERIE CONNECTEUR 2 BROCHES POUR MCC

KERN[®]


Ref. EKACCE22



 29/08/2024 18:16:04 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guirmand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BOÎTIER DE BATTERIE CONNECTEUR 2 BROCHES POUR MCC



Ref. EKACCE22

Description

Boîtier de batterie connecteur 2 broches pour MCC

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040173481	Code douanier	84231090
Pays	Allemagne		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 18:16:04 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr