

CÂBLE D'INTERFACE POUR RS2 770-926

KERN®


Ref. EKMP510



 27/08/2024 08:39:33 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CÂBLE D'INTERFACE POUR RS2 770-926



Ref. EKMP510

770-926 Câble d'interface RS-232 pour raccordement d'un appareil externe

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	4045761014824	Code douanier	84231090
Pays	Allemagne		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	2	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	6	Unité emballée / Poids (kg)	80
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 08:39:33 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr