

BÉNIQUÉ DE GUYON SANS FIL, SÉRIE N°6 À N°20, 15 PCS



Ref. IB02121



27/08/2024 07:46:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**BÉNIQUÉ DE GUYON SANS FIL,
SÉRIE N°6 À N°20, 15 PCS**

Ref. IB02121

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040039275	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	26.5
Unité emballée / Poids (kg)	nc	Unité nue / Poids (kg)	0.01
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 07:46:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr