

ETRIER À TRACTION DE ZINNER, 90 X 250 X 5 MM

Ref. IE37260



27/08/2024 07:44:25 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**ETRIER À TRACTION DE ZINNER, 90
X 250 X 5 MM**

Ref. IE37260

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040039138	Code douanier	9018908500
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	12	Unité nue / Largeur (cm)	12
Unité emballée / Hauteur (cm)	1	Unité nue / Hauteur (cm)	1.9
Unité emballée / Longueur (cm)	26	Unité nue / Longueur (cm)	26.8
Unité emballée / Poids (kg)	0.77		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 07:44:25 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr