


## SAC URGENCE ELITE BAGS CRITICAL - ROUGE WATERPROOF



Ref. MECRIT02\_R



29/08/2024 17:59:28 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# SAC URGENCE ELITE BAGS CRITICAL - ROUGE WATERPROOF



Ref. MECRIT02\_R

## Description

Permet de transporter tout le matériel destiné aux premiers soins avancés des services d'urgence, en facilitant l'accès au matériel de façon rapide et efficace.

Intérieur totalement adaptable aux besoins de l'utilisateur grâce aux séparateurs extractibles en velcro.  
Bandes réfléchissantes nuit et jour.  
2 poches externes de taille moyenne (l'une d'elle avec une bague d'extraction du tube d'oxygène)  
2 poches externes de grande capacité, avec des élastiques, des poches plates et volumineuses.  
5 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon le code des couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge : système circulatoire, vert : matériel chirurgical et divers, jaune : matériel pédiatrique).  
Compartiment auxiliaire de couleur grise.  
Ampoulier isotherme avec 56 élastiques.  
Espace pour embouts et masques  
Espace pour bombonne d'oxygène avec rubans de fixation.  
Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées et banane.  
Coloris : Rouge.  
Poids : 4,12 kg.  
Mesures extérieures : 61 x 29,5 x 35 cm / 47.04 l.  
Capacité maximum recommandée : 15 kg.

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040167473	Code douanier	42029270
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	29.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	35
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	61
Unité emballée / Poids (kg)	nc	Unité nue / Poids (kg)	4.12
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 17:59:28 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)