

CIVIÈRE DE RELEVAGE PLASTIQUE, JAUNE

Ref. SBRAN13_J



29/08/2024 16:53:37 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CIVIÈRE DE RELEVAGE PLASTIQUE, JAUNE



Ref. SBRAN13_J

La civière de relevage haute résistance!

Description

Fonction «cuillère» exercée par les deux lames longitudinales, pour positionner la civière sous le patient sans le déplacer.

La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter les patients.

- Longueur ajustable sur 4 niveaux en fonction de la taille des patients de 162 à 234 cm
- Structure aluminium haute résistance
- Dimensions (L x W x H) : 162 x 45 x 7 cm
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040094670	Code douanier	94029000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	47	Unité nue / Largeur (cm)	45
Unité emballée / Hauteur (cm)	8	Unité nue / Hauteur (cm)	7
Unité emballée / Longueur (cm)	165	Unité nue / Longueur (cm)	162
Unité emballée / Poids (kg)	10.8	Unité nue / Poids (kg)	8
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 16:53:37 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr