

PANTALON BERING, SERGÉ, BLANC, TAILLE 00



Ref. WBER07_00



 29/08/2024 16:58:23 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PANTALON BERING, SERGÉ, BLANC, TAILLE 00



Ref. WBER07_00

Description

- Pantalon mixte.
- Sergé.
- Taille entièrement élastique.
- 65% polyester, 35% coton
- Coloris blanc

- Existe de la Taille 00 à la Taille 6

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040034034	Code douanier	62034311095
Pays	Tunisie		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	24	Unité nue / Largeur (cm)	24
Unité emballée / Hauteur (cm)	2	Unité nue / Hauteur (cm)	2.5
Unité emballée / Longueur (cm)	38	Unité nue / Longueur (cm)	38
Unité emballée / Poids (kg)	0.3	Unité nue / Poids (kg)	0.29
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Blanchiment	Blanchissement interdit	Lavage	Lavage à 60°C
Modèle	Modèle mixte	Nettoyage	Nettoyage à sec
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 16:58:23 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr