

SONDE 2 MHZ POUR DOPPLER FOETAL SPENGLER



Ref. 743310

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1 AN
1 YEAR
GUARANTEE



 30/08/2024 21:31:56 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SONDE 2 MHZ POUR DOPPLER FOETAL SPENGLER



Ref. 743310

Description

Sonde foetale 2 MHz pour doppler SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446008185	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.145
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	55
Humidite mini	5	Humidite maxi	93
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 21:31:56 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr