

## SONDE 5 MHZ POUR DOPPLER VASCULAIRE SPENGLER



Ref. 743311



CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**1** AN  
1 YEAR  
GUARANTEE

 30/08/2024 21:32:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# SONDE 5 MHZ POUR DOPPLER VASCULAIRE SPENGLER



Ref. 743311

## Description

Sonde vasculaire 5 MHz pour doppler SPENGLER

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446008178	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.145
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	55
Humidite mini	5	Humidite maxi	93
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 21:32:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)